

## PRS-4/12, plate-forme

### DESCRIPTION

Peut accueillir 4 tubes de 20-30 mm de diamètre (tubes de 50 ml) et 12 tubes de 10-16 mm de diamètre (tubes d'1,5 ml - 15 ml)

### CARACTÉRISTIQUES

Type de plateforme	optional
Diamètre du tube à essai	20-30 and 10-16 mm
Volume du tube à essai	up to 50 and 1.5-15 ml
Capacité	4 and 12



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010117-AK

Plate-forme PPRS-4/12



**Bio RS-24**  
Including PRS-22 platform  
Agitateur rotatif

Le mini-agitateur rotatif **Bio RS-24** permet de tourner la plate-forme verticalement. L'agitateur rotatif est l'outil idéal pour éviter la coagulation de sang dans les tubes et réaliser l'extraction des composants ...

[Lire la suite](#)