

SC-18/02, bloc

DESCRIPTION

20 microtubes de 0,2 ml + 12 microtubes d'1,5 ml

CARACTÉRISTIQUES

Quantité de tubes de 0,2 ml	20
Quantité de tubes de 1,5 ml	12



NUMÉRO DE CAT.

BS-010120-CK

SC-18/02



TS-100

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour microtubes et plaques PCR

L'agitateur thermostaté TS-100 permet de mélanger rapidement et de contrôler la température d'échantillons placés en tubes de microtest ou sur une plaque PCR. Il peut chauffer et mélanger simultanément et ...

[Lire la suite](#)