


B-2V, bloc

DESCRIPTION

Bloc B-2V pour plaque à puits profonds Vector-Best® 96/1000 µl



NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-BK



TS-DW

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)