


## B-06A, bloc

### DESCRIPTION

Bloc B-06A pour plaque à puits profonds Axygen® 96/600 µl - Cat.No. P-DW-500C



### NUMÉRO DE CAT.

**BS-010159-KK**

Bloc B-06A pour plaque à puits profonds  
Axygen® 96/600 µl



**TS-DW**

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)