

## R-0.5/0.2M, rotor

### DESCRIPTION

Rotor pour 12 tubes de microtest de 0,5 ml et 12 tubes de microtest 0,2 ml

### CARACTÉRISTIQUES

Quantité de tubes de 0,5 ml	12
Quantité de tubes de 0,2 ml	12



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010201-BK

Rotor R-0.5/0.2M



FV-2400 Microspin  
Avec rotors R-1,5M, R-0,5/0,2M  
Minicentrifugeuse-vortex

La mini-centrifugeuse/vortex Micro-Spin **FV-2400** est conçu pour les recherches en génie génétique (expériences de diagnostic PCR). Ces unités peuvent être utilisées dans les laboratoires cliniques, biochimiques, microbiologiques et les laboratoires ...

[Lire la suite](#)