

SR-64, rotor

DESCRIPTION

Rotor pour 8 lames de microtube de 8 sections de 0,2 ml

CARACTÉRISTIQUES

8-section strips

8

Quantité de tubes de 0,2 ml

64



NUMÉRO DE CAT.

BS-010201-EK

Rotor SR-64



FV-2400 Microspin
Avec rotors R-1,5M, R-0,5/0,2M
Minicentrifugeuse-vortex

La mini-centrifugeuse/vortex Micro-Spin **FV-2400** est conçu pour les recherches en génie génétique (expériences de diagnostic PCR). Ces unités peuvent être utilisées dans les laboratoires cliniques, biochimiques, microbiologiques et les laboratoires ...

[Lire la suite](#)