

MSL-SC,

DESCRIPTION

Couvercle de rotor augmenté pour accueillir les colonnes de spin



NUMÉRO DE CAT.

BS-010213-EK

MSL-SC, couvercle de rotor augmenté pour accueillir les colonnes de spin



Microspin 12

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05
Mini-centrifugeuse haute vitesse

La mini-centrifugeuse haute vitesse **Microspin 12** est une centrifugeuse de bureau compacte conçue pour les laboratoires biomédicaux.

Le **Microspin 12** est utilisé pour l'extraction d'échantillons ADN/ARN, la sédimentation de composants ...

[Lire la suite](#)