

B23-1.5, bloc

DESCRIPTION

23 emplacements pour tubes de microtest de 1,5 ml et de profondeur de 35 mm

CARACTÉRISTIQUES

Quantité de tubes de 1,5 ml

23

Profondeur

35 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-010418-DK

B23-1.5



CH 3-150
Without thermoblock
Thermostat chauffant et de refroidissement

Le Combitherm-2 CH 3-150 est conçu pour thermostabiliser des matériaux à des températures comprises entre -3 °C +150 °C en fonction des méthodes d'analyse. Afin de vous offrir ses fonctionnalités ...

[Lire la suite](#)