


# MA-8, Collecteur d'adaptateur à 8 canaux

## DESCRIPTION

Extrémité d'aspiration 8 canaux avec support, autoclavable



## NUMÉRO DE CAT.

BS-040108-BK

MA-8, Collecteur d'adaptateur à 8 canaux  
optionnel, MA-8, Collecteur d'adaptateur à 8  
canaux



**FTA-1**  
BS-040108-AAG  
Aspirateur avec fiole collectrice

L'aspirateur avec fiole collectrice FTA-1 est conçu pour l'aspiration/extraction de quantités restantes d'alcool/tampon présent sur les parois des tubes de microtest durant la purification d'ADN/ARN, de même que d'autres techniques ...

[Lire la suite](#)



**FTA-2i**  
BS-040120-A02  
Aspirateur avec fiole collectrice

L'aspirateur avec fiole collectrice FTA-2i est conçu pour l'aspiration ou l'extraction de quantités restantes d'alcool, de tampon et de liquide de cuves de réaction (par ex : durant la purification d'ADN/ARN ...

[Lire la suite](#)