

Support multiple

DESCRIPTION

Support carrousel (rotatif) pour 6 pipettes

CARACTÉRISTIQUES

Capacité

6



NUMÉRO DE CAT.

BS-010522 Support carrousel (rotatif) pour 6 pipettes

ACCESSOIRES



Série de pipettes Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel

Les pipettes de la série Assist sont des pipettes de volume variable à canal unique ou de 8,12 conçues pour mesurer et transférer des volumes allant de 0,1 à 10 000 µl ...

[Lire la suite](#)



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel
série de pipettes avec verrouillage du volume

Les pipettes de la série Assist avec verrouillage du volume sont des pipettes de volume variable à canal unique ou de 8,12 conçues pour mesurer et transférer des volumes allant

...

[Lire la suite](#)