

# Kit de pré-filtre externe (polyphosphate / charbon / 1 µm) avec manomètre

## DESCRIPTION



## NUMÉRO DE CAT.

BS-070104-LK

Kit de pré-filtre externe (polyphosphate / charbon / 1 µm) avec manomètre

## ACCESSOIRES



**Labaqua Trace**  
BS-070105-A02  
système d'eau ultra pure

Le système **Labaqua Trace** produit de l'eau répondant aux exigences des méthodes d'analyse inorganiques.



**Labaqua HPLC**  
BS-070104-A02  
système d'eau ultra pure

Le système **Labaqua HPLC** produit une eau à teneur très faible en carbone organique (COT), répondant ainsi aux exigences des méthodes de chromatographie liquide. L'eau produite par le **Labaqua HPLC**

...

[Lire la suite](#)



**Labaqua Bio**  
Réservoir de stockage de 30 litres  
système d'eau ultra pure

Le système **Labaqua Bio** produit une eau à très faible teneur en matières organiques et en RNase/DNase, destinée à être utilisée en biologie moléculaire, y compris dans le cadre d'applications ...

[Lire la suite](#)