


Module de désionisation

DESCRIPTION



NUMÉRO DE CAT.

BS-070104-IK

Module de désionisation

ACCESSOIRES



Labaqua Trace BS-070105-A02 système d'eau ultra pure

Labaqua Trace produit de l'eau répondant aux exigences des méthodes d'analyse inorganiques.



Labaqua HPLC BS-070104-A02 système d'eau ultra pure

Le système Labaqua HPLC produit une eau à teneur très faible en carbone organique (COT), répondant ainsi aux exigences des méthodes de chromatographie liquide. L'eau produite par le Labaqua HPLC

Lire la suite



Labaqua Bio Réservoir de stockage de 30 litres système d'eau ultra pure

Le système Labaqua Bio produit une eau à très faible teneur en matières organiques et en RNase/DNase, destinée à être utilisée en biologie moléculaire, y compris dans le cadre d'applications ...

Lire la suite

Module de désionisation Page 1 of 1