


## Tube allongé

## DESCRIPTION

Tube allongé de 2 m de long, avec raccords et adaptateur MA-U



■ NUMÉRO DE CAT.

BS-040120-DK

Tube allongé de 2 m de long, avec raccords et adaptateur MA-U

Tube allongé Page 1 of 2



**FTA-2i** BS-040120-A02 Aspirateur avec fiole collectrice

L'aspirateur avec fiole collectriceFTA-2i est conçu pour l'aspiration ou l'extraction de quantités restantes d'alcool, de tampon et de liquide de cuves de réaction (par ex : durant la purification d'ADN/ARN ...

Lire la suite

Tube allongé Page 2 of 2