


# Kit de calibration, d18mm

## DESCRIPTION

Etalons de turbidité McFarland, Ø18mm

## CARACTÉRISTIQUES

|          |       |
|----------|-------|
| Diamètre | 18 mm |
|----------|-------|



## NUMÉRO DE CAT.

70900

Ø18mm

## ACCESSOIRES



**DEN-1**  
BS-050102-AAF  
Densitomètre (détecteur de turbidité en suspension)

Les densitomètres sont conçus pour mesurer la turbidité de suspension cellulaire dans la plage unités McFarland 0,0–6,0 (0 –  $180 \times 10^7$  cellules/ml).

Les densitomètres permettent de mesurer la turbidité d'une ...

[Lire la suite](#)



**DEN-1B**  
BS-050104-AAF  
Densitomètre (détecteur de turbidité en suspension)

Les densitomètres sont conçus pour mesurer la turbidité de suspension cellulaire dans la plage unités de McFarland 0,0–6,0 (0 –  $180 \times 10^7$  cellules/ml).

Les densitomètres permettent de mesurer la turbidité ...

[Lire la suite](#)