


## B-05PO, bloc

### DESCRIPTION

Bloc B-05PO pour plaque à puits profonds PlateOne® 96/500 µl - Cat.No. S1896-5000



### NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-OK

Bloc B-05PO pour plaque à puits profonds  
PlateOne® 96/500 µl



**TS-DW**

Without thermoblock

Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostatier les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

- Un incubateur ; ...

[Lire la suite](#)