
Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067 E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv Phone:+37167426137



B-2PO, bloc

DESCRIPTION

Bloc B-2PO pour plaque à puits profonds PlateOne® 96/2000 µl - Cat.No. S1896-2000



■ NUMÉRO DE CAT.

BS-010159-NK

Bloc B-2PO pour plaque à puits profonds PlateOne® 96/2000 μl

B-2PO, bloc Page 1 of 2



TS-DWWithout thermoblock
Agitateur thermostaté pour plaques à puits profonds

L'agitateur thermostaté **TS-DW** permet de réguler et thermostater les plaques à puits profonds. L'agitateur thermostaté bénéficie d'un design « multi-systèmes » qui offre 3 appareils indépendants :

• Un incubateur ; ...

Lire la suite

B-2PO, bloc Page 2 of 2