

Tubes à échantillon 18mm

DESCRIPTION

Tubes à échantillon de verre 18x100mm, haute teneur en borosilicate, bouchon en PP avec tampon en silicone.

Emballage - 100 pièces/boîte

CARACTÉRISTIQUES

Taille	100 mm
Diamètre	18 mm



NUMÉRO DE CAT.

BS-050102-NK

Tubes à échantillon de verre avec couvercles
18x100mm, 100 pcs.

ACCESSOIRES



DEN-1
BS-050102-AAF
Densitomètre (détecteur de turbidité en suspension)

Les densitomètres sont conçus pour mesurer la turbidité de suspension cellulaire dans la plage unités McFarland 0,0–6,0 (0 – 180×10^7 cellules/ml).

Les densitomètres permettent de mesurer la turbidité d'une ...

[Lire la suite](#)



DEN-1B
BS-050104-AAF
Densitomètre (détecteur de turbidité en suspension)

Les densitomètres sont conçus pour mesurer la turbidité de suspension cellulaire dans la plage unités de McFarland 0,0–6,0 (0 – 180×10^7 cellules/ml).

Les densitomètres permettent de mesurer la turbidité ...

[Lire la suite](#)