

R-24GC, rotore

DESCRIZIONE

Rotore per 24 Gel Cards per il test sierologico del gruppo sanguigno (Forward Group, Gruppo Reverse, Rh Tipo e 3 cell antibody screen). RCF 280 x g

■ SPECIFICHE

Tipo di Rotor	Oscillante
Dimensioni (I × w)	53 × 74 mm
Capacità	24
Max. velocità	1500 rpm
Max. RCF: LMC-3000	280 × g
Max. RCF: LMC-4200R	280 × g
Carta di Gel Produttori	Grifols, DiaMed, etc.
Autoclavabile	+



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010208-VK Rotore R-24GC

ACCESSORI



LMC-3000 Without rotor Centrifuga da laboratorio

LMC-3000 è una moderna centrifuga da banco a bassa velocità progettata per il funzionamento con micropiastre e provette per centrifuga fino a 50 ml. Questo dispositivo è ampiamente usato nei ...

Leggi di più



LMC-12 Without rotor Centrifuga da laboratorio

LMC-3000 è una moderna centrifuga da banco a bassa velocità progettata per il funzionamento con micropiastre e provette per centrifuga fino a 50 ml. Questo dispositivo è ampiamente usato nei ...

Leggi di più



LMC-4200R Without rotor Centrifuga refrigerata da laboratorio

La centrifuga da banco per laboratorio con funzione di r e f r i g e r a z i o n e LMC-4200R assicura il controllo della temperatura dei materiali biologici durante la centrifugazione. Il controllo della temperatura del cosiddetto "cold-shelf" (ripiano

RR-U BS-010208-UK supporto rotore

Supporto rotore

Leggi di più

R-24GC, rotore Page 1 of 1