

4 CHW Logger

DESCRIZIONE

Il registratore di peso della soluzione di lavaggio a 4 canali **4 CHW Logger** assicura il controllo automatico dei volumi della soluzione di lavaggio e dei liquidi di scarto. Il lavatore mostra il volume residuo di ogni flacone in forma di valore percentuale e fornisce un messaggio di avvertenza in caso di volume ridotto della soluzione o di riempimento completo del flacone dei liquidi di scarto, quando il **4 CHW Logger** è collegato.

SPECIFICHE

Carico massimo per bicchiere dosatore	2 kg
Dimensioni complessive (L×P×H)	267 × 252 × 97 mm
Peso	3 kg



NUMERO DI CATEGORIA

BS-060102-AK

4CHW Logger

ACCESSORI



3D-IW8
BS-060102-AAI
Inteliwasher

Il lavatore per micropiastre della serie Inteliwasher **3D-IW8** è progettato per il lavaggio di diversi tipi di piastre standard per microtitolazione a 96 pozzetti, strisce di microprovette nonché microarray su ...

[Leggi di più](#)



IW-8
BS-060106-AAI
Lavatore Intelispeed

Il lavatore Intelispeed **IW-8** è progettato per il lavaggio di piastre standard a 96 pozzetti a fondo piatto e strisce di microprovette. L'unità è completamente programmabile, assicurando la maturazione e ...

[Leggi di più](#)



IW-8m
IVD certified
Lavatore Intelispeed IVD

Il lavatore Intelispeed **IW-8m** (versione IVD) è progettato per il lavaggio di piastre standard a 96 pozzetti a fondo piatto e strisce di microprovette. L'unità è completamente programmabile, assicurando la maturazione e ...

[Leggi di più](#)