

P-16/88, piattaforma

DESCRIZIONE

Piattaforma con sostegni a molla per un numero massimo di 88 provette di diametro fino a 30 mm (ad es., provette da 10 ml, 15 ml, 50 ml).

SPECIFICHE

Area di lavoro $275 \times 205 \times 75$ mm



NUMERO DI **CATEGORIA**

BS-010116-BK

Piattaforma P-16/88

ACCESSORI



Without platform Agitatore-incubatore orbitale

L'ES-20 è un compatto agitatore-incubatore da banco utilizzato per la miscelazione di l'incubazione e la coltura di liquidi biologici secondo il programma impostato dall'operatore.

Un ...

Leggi di più



PSU-10i Without platform Agitatore orbitale

design dell'agitatore orbitale PSU-10i incorpora un sistema di azionamento diretto, liquidi biologici nonché per un motore brushless che garantisce una durata fino a 35.000 ore e un sistema automatico di bilanciamento del carico. ...

Leggi di più



CPS-20 Without platform CO₂ agitatore

L'agitatore CPS-20 per CO₂ prowede un movimento orbitale controllato della piattaforma ed è appositamente progettato per CO₂ incubatore. Il CPS-20 è progettato per l'uso in ambienti aggressivi come ...

Leggi di più

P-16/88, piattaforma Page 1 of 1