

## HSP-6/1000, piattaforma

### DESCRIZIONE

Con 6 morsetti per beute da 1000 ml (360x400 mm)

### SPECIFICHE

Area di lavoro	360 × 400 mm
Volume del pallone	1000 ml
Numero di morsetti	6



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010167-LK

Piattaforma HSP-6/1000



ES-20/80  
Software included, without platform  
Agitatore-incubatore orbitale

L'agitatore-incubatore ES-20/80 per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)



ES-20/80C  
Software included, without platform  
Agitatore-incubatore orbitale con funzione di raffreddamento

L'agitatore-incubatore ES-20/80C per laboratori biotecnologici e farmaceutici è un'apparecchiatura di tipo professionale. Le applicazioni tipiche includono: colture microbiche e cellulari, espressione proteica, studi di solubilità, miscelazione generale, nonché altre varie ...

[Leggi di più](#)