

P-02/05, piattaforma

DESCRIZIONE

Per 24 provette da 0,5 ml e 48 provette da 0,2 ml

SPECIFICHE

Capacità

24 and 48

Volume delle micro provette

0.5 ml and 0.2 ml



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010216-DK

Piattaforma P-02/05



MPS-1
With built-in universal platform
Agitatore multiplastrà ad alta velocità

L'agitatore multiplastrà ad alta velocità **MPS-1** si presta a essere utilizzato in praticamente ogni tipo di applicazione fornendo una miscelazione regolabile dei reagenti all'interno di microplastre, plastre PCR, microplastre a ...

[Leggi di più](#)