

PRS-26, piattaforma

DESCRIZIONE

Può ospitare 26 provette di diametro 10-16 mm (1,5-15 ml)

SPECIFICHE

Tipo di piattaforma	standard
Diametro della provetta	10-16 mm
Volume della provetta	1.5-15 ml
Capacità	26



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010117-GK

Piattaforma PRS-26



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Rotatore programmabile

Programmabile Rotator **Multi Bio RS-24** esegue diversi tipi di movimento in un unico modulo. Il controllo a microprocessore permette di effettuare non solo la rotazione verticale (1) della piattaforma, ma ...

[Leggi di più](#)