

## PRS-5/12, piattaforma

### DESCRIZIONE

5 provette di diametro 20-30 mm (provette da 50 ml) e 12 provette 10-16 mm di diametro (tubi 1.5-15ml)

### SPECIFICHE

Tipo di piattaforma	optional
Diametro della provetta	20-30 and 10-16 mm
Volume della provetta	up to 50 and 1.5-15 ml
Capacità	5 and 12



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010117-HK

Piattaforma PRS-5/12



**Multi Bio RS-24**  
Including PRS-26 platform  
Rotatore programmabile

Programmabile Rotator **Multi Bio RS-24** esegue diversi tipi di movimento in un unico modulo. Il controllo a microprocessore permette di effettuare non solo la rotazione verticale (1) della piattaforma, ma ...

[Leggi di più](#)