

## PRS-8/22, piattaforma

### DESCRIZIONE

8 provette con diametro 20-30 mm (provette da 50 ml), 22 provette con diametro 10-16 mm (provette da 1,5-15 ml)

### SPECIFICHE

Capacità	14
Tipo di piattaforma	optional
Diametro della provetta	20-30 and 10-16 mm
Volume della provetta	up to 50 and 1.5-15 ml



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010118-AK

Piattaforma PRS-8/22



**Multi RS-60**  
Including PRS-48 platform  
Rotatore programmabile

Il rotatore programmabile **Multi RS-60** esegue diversi tipi di movimento in un singolo modulo. Il controllo da parte di un microprocessore permette non solo la rotazione verticale (1) della piattaforma, ...

[Leggi di più](#)