
Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067 E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv Phone:+37167426137



## B-2S, blocco

## DESCRIZIONE

B-2S blocco per una micropiastra a pozzetto Sarstedt @ Megablock 96/2200  $\mu$ l - Cat.No. 82.1972.002



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-CK

B-2S blocco per una micropiastra a pozzetto Sarstedt® Megablock 96/2200 μl

B-2S, blocco





**TS-DW**Without thermoblock
Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

**TS-DW** Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

• Incubatore; ...

Leggi di più