


B-2A, blocco

DESCRIZIONE

B-2A blocco per una micropiastra a pozzetto Axygen® 96/2200 µl - Cat.No. P-2ML-SQ-C



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-FK

B-2A blocco per una micropiastra a pozzetto
Axygen® 96/2200 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)