

R-0.5/0.2M, rotore

DESCRIZIONE

Rotore per 12 microvette da 0,5 ml e 12 microprovette da 0,2 ml

SPECIFICHE

Quantità di provette da 0,5 ml	12
Quantità di provette da 0,2 ml	12



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010201-BK

Rotore R-0.5/0.2M

R-0.5/0.2M, rotore Page 1 of 2





FV-2400 Microspin Con rotori R-1.5M, R-0.5/0.2M Minicentrifuga-Vortex

La mini-centrifuga Micro-Spin FV-2400 è concepita appositamente per la ricerca nel campo dell'ingegneria genetica (per esperimenti di diagnostica basata sulla PCR). L'unità può essere usata in laboratori microbiologici, biochimici e ...

Leggi di più

R-0.5/0.2M, rotore