

MSL-SC,

DESCRIZIONE

Higher coperchio del rotore per ospitare colonne di rotazione



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010213-EK

MSL-SC, higher coperchio del rotore per ospitare
colonne di rotazione



Microspin 12

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05
Mini-centrifuga ad alta velocità

La mini-centrifuga ad alta velocità **Microspin 12** è una centrifuga compatta da tavolo progettata per i laboratori biomedici.

Microspin 12 è utilizzata per l'estrazione di campioni di RNA/DNA, per la ...

[Leggi di più](#)