

TR-16/19, cremagliera

DESCRIZIONE

Cremagliera Provetta per tubi da $\varnothing 16$ a $\varnothing 19$ mm, capacità 16. 155x90x112mm

SPECIFICHE

Capacità

16

Dimensione del tubo

$\varnothing 16-19$ mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010406-FK

Cremagliera Provetta per tubi da $\varnothing 16$ a $\varnothing 19$ mm, capacità 16



WB-4MS

With base BP-1 and lid

Bagno ad acqua con agitazione

Bagno ad acqua-termostato **WB-4MS** è progettato per ricerche di laboratorio in ambito chimico, farmaceutico, medico e biologico.

WB-4MS consente una migliore stabilizzazione della temperatura (fino a 0,1°C) grazie all'agitatore magnetico ...

[Leggi di più](#)