

# HTP-1, supporto

## DESCRIZIONE

HTP-1, supporto per sonda di temperatura



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-010309-FK

HTP-1, supporto per sonda di temperatura

## ACCESSORI



**MMS-3000**

BS-010305-AAF

Agitatore magnetico ad alta velocità

Gli **MMS-3000** sono agitatori magnetici compatti con piano di lavoro in acciaio inox. Le unità forniscono un'agitazione dei liquidi con velocità di rotazione dell'elemento magnetico fino a 3000 rpm. Fino ...

[Leggi di più](#)



**MSH-300**

BS-010302-OAA

Agitatore magnetico con piastra calda

L'**MSH-300** è un agitatore magnetico di nuova generazione. I contenitori per gli agitatori sono realizzati in metallo verniciato con polveri chimicamente resistente agli acidi e alcali. Gli agitatori sono ...

[Leggi di più](#)



**Intelli-Stirrer MSH-300i**

BS-010309-AAA

Agitatore magnetico con piastra calda

L'**Intelli-Stirrer MSH-300i** è un agitatore magnetico di nuova generazione. I contenitori per gli agitatori sono realizzati in metallo verniciato con polveri chimicamente resistente ad acidi e alcali. Gli agitatori ...

[Leggi di più](#)