

Tubetti di campioni 16mm

DESCRIZIONE

Tubetti di campioni di vetro 16x100mm, alto borosilicato, tappo in PP con cuscinetto in silicone.
Imballaggio: 100 pezzi/scatola

SPECIFICHE

Altezza	100 mm
Diametro	16 mm



NUMERO DI CATEGORIA

BS-050102-MK Tubetti di campioni di vetro con tappi
16x100mm, 100 pz.

ACCESSORI



DEN-1

BS-050102-AAF

Densitometro (rilevatore di torbidità della sospensione)

I densitometri sono progettati per la misurazione della torbidità di una sospensione cellulare nel seguente intervallo 0,0–6,0 unità McFarland (0 – 180×10⁷ cellule/ml).

I densitometri forniscono l'opportunità di misurare ...

[Leggi di più](#)



DEN-1B

BS-050104-AAF

Densitometro (rilevatore di torbidità della sospensione)

I densitometri sono progettati per la misurazione della torbidità di una sospensione cellulare nel seguente intervallo 0,0–6,0 unità McFarland (0 – 180×10⁷ cellule/ml).

I densitometri forniscono l'opportunità di misurare ...

[Leggi di più](#)



DEN-600

BS-050109-AAA

Fotometro

DEN-600 è un fotometro portatile compatto alimentato da batteria ricaricabile. Il DEN-600 utilizza un sistema ottico a 600 nm, che consente l'uso di: 1) il metodo OD600, che calcola il ...

[Leggi di più](#)