

HAS-1, Sistema manuale

DESCRIZIONE

Sistema manuale HAS-1

- Adattatore a 1 can.
 - con eiettore di puntali da 200 µl
 - con spinotto in acciaio inossidabile da 40 mm
 - con spinotto in acciaio inossidabile da 125 mm
- Adattatore a 8 can.
 - con eiettore di puntali da 200 µl
 - con spinotti in acciaio inossidabile da 35 mm
- Supporto SH-6



NUMERO DI CATEGORIA

BS-040118-PK

Sistema manuale HAS-1



FTA-2i
BS-040120-A02
Aspiratore con flacone di raccolta

L'aspiratore con flacone di raccolta FTA-2i è progettato per l'aspirazione o la rimozione di alcol, tamponi e liquidi dai recipienti di reazione (ad es, durante la purificazione di DNA/RNA o ...

[Leggi di più](#)