

Kit di calibrazione, d18mm


DESCRIZIONE

Standard di torbidità McFarland, \varnothing 18mm

SPECIFICHE

Diametro

18 mm



NUMERO DI CATEGORIA

70900

\varnothing 18mm



DEN-1
BS-050102-AAF

Densitometro (rilevatore di torbidità della sospensione)

I densitometri sono progettati per la misurazione della torbidità di una sospensione cellulare nel seguente intervallo 0,0–6,0 unità McFarland ($0 - 180 \times 10^7$ cellule/ml).

I densitometri forniscono l'opportunità di misurare ...

[Leggi di più](#)



DEN-1B
BS-050104-AAF

Densitometro (rilevatore di torbidità della sospensione)

I densitometri sono progettati per la misurazione della torbidità di una sospensione cellulare nel seguente intervallo 0,0–6,0 unità McFarland ($0 - 180 \times 10^7$ cellule/ml).

I densitometri forniscono l'opportunità di misurare ...

[Leggi di più](#)