

BN-16/90

DESCRIZIONE

Set adattatore di ricambio per rotore R-12/10, R-24/10 (12 pezzi).

SPECIFICHE

Il volume del provetta	10–15 ml
Max. velocità	4200 rpm
Produttori di provetta	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Autoclavabile	+



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010208-SK

BN-16/90



LMC-3000
Without rotor
Centrifuga da laboratorio

LMC-3000 è una moderna centrifuga da banco a bassa velocità progettata per il funzionamento con micropiastre e provette per centrifuga fino a 50 ml. Questo dispositivo è ampiamente usato nei ...

[Leggi di più](#)



LMC-12
Without rotor
Centrifuga da laboratorio

LMC-3000 è una moderna centrifuga da banco a bassa velocità progettata per il funzionamento con micropiastre e provette per centrifuga fino a 50 ml. Questo dispositivo è ampiamente usato nei ...

[Leggi di più](#)



LMC-4200R
Without rotor
Centrifuga refrigerata da laboratorio

La centrifuga da banco per laboratorio con funzione di refrigerazione LMC-4200R assicura il controllo della temperatura dei materiali biologici durante la centrifugazione. Il controllo della temperatura del cosiddetto "cold-shelf" (ripiano ...

[Leggi di più](#)



R-12/10
BS-010208-BK
rotore

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo tondo.



Ri-12/10
BS-010221-MK
rotore

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo tondo.



R-24/10
BS-010212-JK
rotore

Rotore girevole per provette da centrifuga con fondo arrotondato.



Ri-24/10
BS-010221-LK
rotore

Rotore girevole per provette da centrifuga con fondo arrotondato.