

# BN-17/120

## DESCRIZIONE

Set adattatore di ricambio per rotore R-12/15 (12 pezzi).

## SPECIFICHE

Il volume del provetta	15 ml
Max. velocità	4200 rpm
Produttori di provetta	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Autoclavabile	+



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-010208-TK

BN-17/120

## ACCESSORI



**LMC-3000**  
Without rotor  
Centrifuga da laboratorio

**LMC-3000** è una moderna centrifuga da banco a bassa velocità progettata per il funzionamento con micropiastre e provette per centrifuga fino a 50 ml. Questo dispositivo è ampiamente usato nei ...

[Leggi di più](#)



**LMC-12**  
Without rotor  
Centrifuga da laboratorio

**LMC-12** è una moderna centrifuga da banco a bassa velocità progettata per il funzionamento con micropiastre e provette per centrifuga fino a 50 ml. Questo dispositivo è ampiamente usato nei ...

[Leggi di più](#)



**LMC-4200R**  
Without rotor  
Centrifuga refrigerata da laboratorio

La centrifuga da banco per laboratorio con funzione di refrigerazione **LMC-4200R** assicura il controllo della temperatura dei materiali biologici durante la centrifugazione. Il controllo della temperatura del cosiddetto "cold-shelf" (ripiano ...

[Leggi di più](#)



**R-12/15 rotore**  
BS-010221-KK

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico.



**R-12/15 rotore**  
BS-010208-EK

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico.