

RS2, rack per installazione CPS-20 / CTR-6

■ DESCRIZIONE

Rack per installazione CPS-20 / CTR-6



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010425-HK

RS2

ACCESSORI



S-Bt Smart Biotherm Software included + RS6, rack with 3 shelves incubatore a CO₂ compatto

S-Bt Smart Biotherm è progettato per operare nei settori della biologia cellulare (operazioni con colture cellulari e tessuti animali), della biologia molecolare (analisi delle reazioni DNA/RNA, reazioni di ibridazione), della ...

Leggi di più



CPS-20 Without platform CO₂ agitatore

L'agitatore CPS-20 per CO₂
prowede un movimento
orbitale controllato della
piattaforma ed è appositamente
progettato per CO₂ incubatore.
Il CPS-20 è progettato per l'uso
in ambienti aggressivi come ...

Leggi di più



CTR-6 BS-010174-A01 CO₂ Agitatore rotante

Agitatore rotante per provette CO2 CTR-6 consente di regolare l'oscillazione e il rotolamento di un massimo di 6 rulli ed è progettato per l'uso specifico in incubatrici a CO2. CTR-6 ...

Leggi di più

RS2, rack per installazione CPS-20 / CTR-6