

Puntali con filtro da 1000 µl

DESCRIZIONE

Caratteristiche dei puntali:

- I puntali sono prodotti del polipropilene medico di alta qualità e l'elemento filtrante è realizzato in polietilene ad altissimo peso molecolare, che ha una buona idrofobicità.
- L'elemento filtrante protegge efficacemente la pipetta dall'umidità per garantire un'aspirazione sicura del campione.
- Non esiste rivestimento della superficie interna, non contamina il campione.
- Ha segni precisi.
- Non contiene DNA, RNA e pirogeni.
- Adatto per pipette comuni come Biosan (serie Assist) Eppendorf e Gilson.
- Viene fornito in treppiedi sterili, 96 pz. in treppiede.



SPECIFICHE

Dimensioni (A×Ø)

86 × 0.8 mm

NUMERO DI CATEGORIA

BHZ05R1W-FS

1000 µl - 96 pezzi in supporto

ACCESSORI



Pipette serie Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel

Le pipette serie **Assist** sono a volume variabile, a singolo canale o a 8, 12 canali concepite per misurare e trasferire volumi da 0,1 µl a 10 000 µl a seconda ...

[Leggi di più](#)



Assist

Adjustable volume pipettes - Single channel
serie di pipette con blocco del volume

Le pipette serie **Assist** con blocco del volume sono a volume variabile, a singolo canale o a 8, 12 canali concepite per misurare e trasferire volumi da 0,1 µl a ...

[Leggi di più](#)