


B-05PO, blocco

DESCRIZIONE

B-05PO blocco per una micropiastra a pozzetto PlateOne® 96/500 µl - Cat.No. S1896-5000



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-OK

B-05PO blocco per una micropiastra a pozzetto
PlateOne® 96/500 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)