
Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067 E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv Phone:+37167426137



B-08AB, blocco

DESCRIZIONE

B-08AB blocco per una micropiastra a pozzetto Abgene™ Storage Plate 96/800 µl - Cat.No. AB0765, AB0859



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-MK

B-08AB blocco per una micropiastra a pozzetto Abgene® Storage Plate 96/800 µl

B-08AB, blocco





TS-DWWithout thermoblock
Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

• Incubatore; ...

Leggi di più