
Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067 E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv Phone:+37167426137



B-1R, blocco

DESCRIZIONE

B-1R blocco per una micropiastra a pozzetto Riplate® 96/1000 μl - Cat.No. 43001-0101



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-UK

B-1R blocco per una micropiastra a pozzetto Riplate® 96/1000 μl - Cat.No. 43001-0101

B-1R, blocco





TS-DWWithout thermoblock
Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

• Incubatore; ...

Leggi di più