


B-2PO, blocco

DESCRIZIONE

B-2PO blocco per una micropiastra a pozzetto PlateOne® 96/2000 µl - Cat.No. S1896-2000



NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-NK

B-2PO blocco per una micropiastra a pozzetto
PlateOne® 96/2000 µl



TS-DW

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)