


## B-2BBI, blocco

### DESCRIZIONE

B-2BBI blocco per una micropietra a pozzetto SSI Bio - Cat.No. 703B00, 713B00



### NUMERO DI CATEGORIA

BS-010159-JK

B-2BBI blocco per una micropietra a pozzetto SSI  
Bio



**TS-DW**

Without thermoblock

Agitatore termico per micropiastre a pozzetto

TS-DW Agitatore termico progettato per l'agitazione e la termostatazione di micropiastre a pozzetto. Un principio multisistema, utilizzato nella progettazione dell'agitatore termico, consente di utilizzarlo come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore; ...

[Leggi di più](#)