

# TubeSpin® Bioreactor 50ml with pH and O2 sensors

## DESCRIZIONE

Provetta sterile per bioreattore TPP TubeSpin®, 50 ml, con sensori di pH e O2, 1 pz.

## SPECIFICHE

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Volume                 | 50 ml |
| Numero di tubi nel set | 1     |



## NUMERO DI CATEGORIA

BS-010170-AK

Provetta sterile per bioreattore TPP TubeSpin®, 50 ml, con sensori di pH e O2, 1 pz.



#### RTS-8 Plus

Inclusi contenitori per bioreattore TPP TubeSpin® da 50 ml, 20 pz. e contenitori sterili per bioreattore TPP TubeSpin®, 50 ml, con sensori di pH e O2, 10 pz.  
bioreattore multicanale con misurazione in tempo reale non invasiva della concentrazione cellulare di pH e O2

RTS-8 plus è un bioreattore personale multicanale che utilizza la tecnologia brevettata Reverse-Spin®, che utilizza un'agitazione innovativa non invasiva, controllata meccanicamente, a risparmio energetico, in cui la sospensione cellulare viene ...

[Leggi di più](#)