

Optima™ sērija, Termostatējamās vannas ar maišanas un sildošās cirkulācijas sistēmām

APRAKSTS

Ierīces no daudzfunkcionāla ierīču klāsta, tajās tiek apvienota "Grant" leģendārā kvalitāte un drošums. Precīza temperatūras kontrole plašam pielietojumam laboratorijas darbā.

- Precīza un droša temperatūras kontrole - paraugiem un lietotājiem
- Intuitīva programmēšana un pārdomātas dizaina iežīmes - Granta sildošiem cirkulātoriem un ūdens vannām padara strādāšanu ar tiem par vieglu darbu
- Izturīga konstrukcija - ilgmūžība, uzticamība un ilgtermiņā zemas izmaksas
- Pilns 32 modeļu klāsts - kas apmierina no pamata līdz sarežģītām prasībām, katram modelim tiek nodrošināta lieliska kvalitātes/cenas attiecība

Pielietojums:

Grant sildošie cirkulātori un ūdens vannas nodrošina daudzām rutīnās un jūtīgām analītiskām procedūrām precīzu sildīšanu un dzesēšanu, ietverot paraugu inkubēšanu, kalibrāciju un kvalitātes kontroles testus. Visi modeļi sākot no TC120 ir pielāgoti lietošanai kā atvērta un slēgtā tipa recirkulātori. Ja nepieciešama intensīvāka sildīšana, piemēram, virs +200°C, sazinieties ar uzņēmuma speciālistiem – konsultācijai.

Ierīču izvēle:

Jebkuri no četriem Grant Optima™ digitālajiem termostatiem var būt apvienoti ar jebkuru no 8 Grant vannām (piecas nerūsējošā tērauda un trīs plastmasas), kas kopā dod 32 ierīču izvēli.



KAT. NUMURS

T100	230VAC 50/60Hz Euro plug
T100 US	120VAC 60Hz US plug
TC120	230VAC 50/60Hz Euro plug
TC120 US	120VAC 60Hz US plug
TX150	230VAC 50/60Hz Euro plug
TX150 US	120VAC 60Hz US plug
TXF200	230VAC 50/60Hz Euro plug
TXF200 US	120VAC 60Hz US plug