

# BioMagPure 12 Plus, kompakta robotizēta galda darbstacija nukleīnskābju automātiskai attīrišanai

## APRAKSTS


BioMagPure 12 Plus ir kompakta robotizēta galda darbstacija nukleīnskābju automātiskai attīrišanai. Iepriekš uzpildītu reaģētu kasetu un vienreizējās lietošanas materiālu izmantošana nodrošina tiešām vienkāršu automatizētu un augsti kvalitātu risinājumu nukleīnskābju ekstrakcijai. Pārbaudita magnētiskās atdalīšanas tehnoloģija padara attīrišanu par efektīvu, vienkāršu, uzticamu, drošu un rentablu procesu.

Reaģētu komplektos ir ietverts viss nepieciešamais lai veiktu nukleīnskābju attīrišanu/ekstrakciju - visi nepieciešamie plastikāta trauki, jau uzpildītas reaģētu kasetes, inkubācijas buferi un šķidrumi paraugu pirmsapstrādei (ja nepieciešams).

BioMagPure 12 Plus ierīci var pielāgot 1-12 paraugui apstrādei vienā ciklā, tāpēc šī ierīce ir piemērota mazām kliniķām un laboratorijām. Šī ierīce aizņem minimālu vietu uz galda virsmas un būtiski samazina tehnisko darbinieku darbstundas, tas jauj organizācijām ekspluatēt ierīci daudz rentablāk.

## ĪPĀŠĪBAS

- Progresīva magnētisko daļīnu tehnoloģija
- Patentēta reakciju kamera
- Caudurošas adatas sistēma lai izvairītos no šķērskontaminācijas
- Pilnīgi automātizēts
- Uzticama kvalitāte
- Nav nepieciešams dators
- Kartridži ar reaģēntiem, ieprekš uzpildīti - gatavi darbam,
- 3 vienkārši soļi: IELĀDĒ - PALAID - SAŅEM



## SPECIFIKĀCIJA

Apstrādes laiks	45-60 min
Apstrādes apjoms	1-12 paraugi vienā ciklā
Ekstrakcijas tehnoloģija	magnētisko daļīnu atdalīšanas tehnoloģija
Protokols	programmējams skenējot svītkodus
Protokola ievadišana	svītrukodu skeneris
Parauga tilpums	10–2000 µl (atkarībā no reaģētu komplekta)
Elūcijas tilpums	50–400 µl
Savienojums ar datoru	nav vajadzigs
Displejs	LCD (20×4)
Sertifikāti	CE IVD
Barošana	110–240 V, 50/60 Hz
Gabarītzīmēri (P×Dz×A)	560×590×510 mm
Svars	55 kg

## KAT. NUMURS

BS-060202-AAA	230VAC 50 Euro plug
BS-060202-AAB	230VAC 50Hz UK plug



**BioMagPure 12 Plus reāgenti**  
BS-060201-AK

Reāgenti BioMagPure 12 Plus - kompaktai, robotizētai, galda darbstacijai, nukleīnskābju automātiskai attīrišanai. Iepriekš uzpildītu reāgentu kasetņu un vienreizējās lietošanas materiālu izmantošana nodrošina tiešām vienkāršu automatizētu un augsti kvalitatīvu rīsinājumu nukleīnskābju ekstrakcijai. ...

[Lasīt vairāk](#)