

FC-1000, turētājs

APRAKSTS

Turētājs 1000 ml - Ø130 mm priekš UP-168



AKSESUĀRI



UP-168
BS-010135-JK
platforma

Universāla platforma dažāda izmēra kolbu, burciņu turētājiem. Turētāji nav iekļauti platformas komplektā un tos ir jāpasūta atsevišķi.



ES-20/60
Without platform
Krātītājs-inkubators

Krātītājs-inkubators ES-20/60

Krātītājs-inkubators ES-20/60 biotehnoloģiskajām un farmaceitiskajām laboratorijām ir iekārtā, kas paredzēta mikroorganismu šūnu un eikariotu šūnu, tai skaitā dzīvnieku, augu un kukaiņu šūnu, kultivēšanai, kā arī ir iespējams kultivēt termofilās baktērijas. ...

[Lasīt vairāk](#)



PSU-20i
Without platform
Multi-funkcionāls orbitālais krātītājs

Orbitālais krātītājs ir veidots tā lai to būtu vienlīdz ērti lietot mazās specializētās biotehnoloģijas laboratorijās, kā arī lielās multidisciplinārās laboratorijās: deviņu savstarpēji apmaināmo platformu izvēle nodrošina iespēju pielietot dažādas procedūras ...

[Lasīt vairāk](#)

KAT. NUMURS

BS-010126-IK FC-1000, turētājs 1000ml kolbām