


USB 2.0 Hub 10 × pieslēgvietas

APRAKSTS



KAT. NUMURS

BS-010158-BK USB 2.0 Hub 10 × pieslēgvietas

AKSESUĀRI



RTS-1
Ar TPP TubeSpin® bioreaktora
mēgenēm 50ml, 20gab
Personālais bioreaktors



RTS-1C
Ar TPP TubeSpin® bioreaktora
mēgenēm 50ml, 20gab
Personālais bioreaktors



RTS-8
Ar TPP TubeSpin® bioreaktora
mēgenēm 50ml, 20gab
daudzkanālu bioreaktors ar
neinvažīvu šunu koncentrācijas
mērišanu reālā laikā



RTS-8 Plus
Ar TPP TubeSpin® bioreaktora
mēgenēm 50ml, 20gab un
sterilām TPP TubeSpin®
bioreaktora mēgenēm, 50ml, ar
pH un O2 sensoriem, 10gab
daudzkanālu bioreaktors ar
neinvažīvu šunu koncentrācijas pH
un O₂ mērišanu reālā laikā

RTS-1 ir personālais bioreaktors
kas nodrošina „Reverse-spin”
(reversīvās samaisīšanas) veida
iedarbību uz mēgeni, kā arī
reālā laikā nolasa un saglabā
mikroorganismu augšanas
datus, 50ml mēgenē.

Iespējas:

- Novatoriska maisīšana
lietojot reversīvo ...

[Lasīt vairāk](#)

RTS-1C ir personālais
bioreaktors kas nodrošina
„Reverse-spin” (reversīvās
samaisīšanas) veida iedarbību
uz mēgeni, kā arī reālā laikā
nolasa un saglabā mikroorganismu
augšanas datus, 50ml mēgenē.

Iespējas:

- Novatoriska maisīšana
lietojot reversīvo ...

[Lasīt vairāk](#)

RTS-8 ir personālais
bioreaktors, tas izmanto
patentētu Reverse-Spin®
tehnoloģiju, kas izmanto
neinvažīvu, mehāniķi virzītu, ar
mazu enerģijas patēriņu,
inovatīvu samaisīšanas veidu,
kad šunu suspensiju sajauc
vienreizējas lietošanas 50ml
mēgenēs tās ...

[Lasīt vairāk](#)

RTS-8 plus ir personālais
bioreaktors, tas izmanto
patentētu Reverse-Spin®
tehnoloģiju, kas izmanto
neinvažīvu, mehāniķi virzītu, ar
mazu enerģijas patēriņu,
inovatīvu samaisīšanas veidu,
kad šunu suspensiju sajauc
vienreizējas lietošanas 50ml
mēgenēs ...

[Lasīt vairāk](#)