

Ārējais pirmsfiltru komplekts (polifosfātu/ogles/1µm) ar manometru

APRAKSTS



KAT. NUMURS

BS-070104-LK

Ārējais pirmsfiltru komplekts
(polifosfātu/ogles/1µm) ar manometru

AKSESUĀRI



Labaqua Trace
BS-070105-A02
ūdens attīrišanas sistēma



Labaqua HPLC
BS-070104-A02
ūdens attīrišanas sistēma



Labaqua Bio
30l uzglabāšanas tvertne
ūdens attīrišanas sistēma

Labaqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrišanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Vīzas attīrišanas sistēmu Labaqua konfigurācijas ražo gan īpaši tīru, gan arī tīru ūdeni. ...

[Lasīt vairāk](#)

Labaqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrišanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Ūdens attīrišanas sistēma Labaqua HPLC attīra ūdeni nodrošinot zemu kopējā organiskā oglēkļa (TOC) ...

[Lasīt vairāk](#)

Labaqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrišanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Ūdens attīrišanas sistēma Labaqua Bio attīra ūdeni nodrošinot zemu organisko vielu un DNAžu ...

[Lasīt vairāk](#)