

Graduēti laboratorijas trauki

APRAKSTS

Pieejami dažādi trauku veidi un tilpumi:

- Biretes
- Kondensatori
- Erlenmeijera kolbas
- Plakana/apaldibena kolbas
- Piltuves
- Mērcilindri
- Sajaukšanas cilindri
- Graduētas Pipetes
- Piknometrs
- Sedimentācijas konusi / salīdzināšanas trauki
- Soksleta ekstraktori
- Mērkolbas

[Uzzināt vairāk](#)

